



Armazón de prueba ocular Standard

- ✓ Armazón de prueba estándar para clínica y praxis, ideado para la superposición de hasta 4 lentes de medición a cada lado (38mm).
- ✓ Monturas para lentes universales clásicas
- ✓ Montura para lentes universales, negra, de metal/plástico de poco peso, para 5 pares de lentes, ajuste independiente derecho e izquierdo de DP 24 -40 mm.
- ✓ El ajuste de la altura e inclinación del puente se realiza mediante un engranaje de cremallera. Con escala de distancia Vertex.
- ✓ Longitud y ángulo de los laterales ajustables. La colocación baja de las bisagras permite la inserción sencilla de las lentes en las células traseras de lentes. Para lentes $\varnothing 38$ mm.
- ✓ Ajuste de inclinación del ángulo Pantoscópico.
- ✓ Polarizadores traseros para superponer.
- ✓ Giratorias a 360° para cilindros y transportador graduado para lectura del eje cilíndrico.
- ✓ Se enganchan fácilmente a la montura para lentes universal.



Advancing Eye Care. Preserving Sight.™